



VP-SERVICE OY
BIONAGRO



PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

BurnFree-tuotteet

- **Palovammat**
- **Haavat**
- **Hankaumat**
- **Kemikaalivammat**
- **Lievittää kipua**
- **Edistää paranemista**
- **Siteet suojaavat vammaa**



Burnfree, palovammojen, haavojen, hankaumien, kemikaalivammojen yms. hoitoon. Tuotteet ovat olleet Yhdysvaltojen asevoimien käytössä vuodesta 2000. Tuotteilla on NATO- ja U.S. sotilashyväksynät. Kaikki Burnfree peitteet täyttävät tai ylittävät NATO - MIL-C-83429A ja ASTM standardi D-4108 vaatimukset. Kaikki Burnfree-tuotteet on hyväksytty Yhdysvalloissa (FDA) ja EU:ssa (CE-merkinä) lääkinälliseen käyttöön palovammojen ja haavojen ensiapuvälineinä. Rasvattomat aineet nopeuttavat palovammojen paranemista, ne jäähdyttävät ja estävät lämmön leviämistä pitemmälle elimistöön. *(Palovamman päällä käytettynä rasvat ja öljypohjaiset tuotteet vangitsevat lämmön kudoksen sisään, siten lämpö leviää ja pahentaa vahinkoa.)*

Tuotteet sopivat myös auringonpolttamien hoitoon, levitä ainetta hieromatta iholle ja anna vaikuttaa. Kemikaalivammojen hoidossa vamma on huuhdeltava huolellisesti puhtaaksi vamman aiheuttaneesta kemikaalista, sen jälkeen Burnfree-tuotteilla voi lievittää vamman aiheuttamaa kipua ja edistää paranemista.



Burnfree Geeli.

Pakkaukset 3,5 g foliopussi tai 45 ml painepurkki. Helppokäyttöiset, nopeat geelipakkaukset, erinomaisia pikaiseen ensiapuun. Pienten vammojen kanssa pelkkä geeli voi riittää, isompia vammoja hoidettaessa geeli sopii ensiapuun ennen Burnfree-haavasiteen käyttämistä. Erinomainen myös hyönteisten pistoihin, lievittää kipua ja helpottaa ärsytystä.

Sisältää teepuuöljyä, tehokas, luonnollinen mikrobien, sienten ja virusten kasvua estävä aine vähentää haavan infektioriskiä.

Geeli sitoo lämpöä viilentäen vamma-alueella, siten se lievittää kipua, estää vamman leviämistä ja vähentää rakkuloiden muodostumista.



Levitä geeliä palovamman alueelle hieromatta, jätä aine paikalleen vähintään 30 min. ajaksi. Aine on helppo huuhtoa tarvittaessa pois vedellä. Vain palovammojen ensiapuun, ei vanhojen vammojen hoitoon.

Palovamman ensiavussa nopeus on tärkeää, pidä Burnfree-tuotteet helposti saatavilla, jotta vammat voidaan hoitaa mahdollisimman nopeasti.

Koko	Pakkaus:	T:nro
3,5 g pussi	20 kpl	BF01B
45 ml spray	24 kpl	BF07B

Ingredients:

Carbopol, Chlorobutanol, Ethanol, Irgasan, Melaleuca alt. Propylene glycol, Aqua pur., Trolamine.

Maatalousammattilaiselle

Bionagro tarvikkeet



VP-SERVICE OY
BIONAGRO



PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi



Burnfree Haavasiteet.

Avosoluvaahdosta tehty, Burnfree-geelillä kylästetyt siteet haavojen hoitoon ja suojaamiseen. Side hoitaa haavaa, nopeuttaa paranemista, helpottaa kipua ja suojaa haavaa likaantumiselta. Side on helppo poistaa, se ei tartu haavaan.



- Siteet eivät tartu haavaan, helppo poistaa haavanhoitoa varten.
- Sisältävät teepuuöljyä, tehokas, luonnollinen mikrobien, sienten ja virusten kasvua estävä aine vähentää haavan infektioriskiä.
- Siteiden sisältämä geeli viilentää vamma-aluetta, siten se lievittää kipua, estää vamman leviämistä ja vähentää rakkuloiden muodostumista.

Avaa siteen Pakkaus:, aseta side vamman päälle, purista pakkauksesta loput geelistä siteen päälle, kiinnitä side väljästi paikalleen sideharsolla. Pidä harsosidettä paikallaan korkeintaan kolmen tunnin ajan.

Vakavien palovammojen kanssa potilaan ruumiinlämpö voi pudota, jolloin potilas voi mennä shokkiin. Siksi potilaan ruumiinlämpöä on pidettävä yllä. Jos potilas alkaa täriseämään, ota side pois ja lämmitä potilasta.

Palovamman ensiavussa nopeus on tärkeää, pidä Burnfree-tuotteet helposti saatavilla, jotta vammat voidaan hoitaa mahdollisimman nopeasti.

Jos siteitä käytetään kemikaalien aiheuttamien ihovammojen hoitoon, huuhtele iho runsaalla vedellä puhtaaksi ennen Burnfree-siteiden käyttöä.

Ingredients:

Carbopol, Chlorobutanol, Ethanol, Irgasan, Melaleuca alt. Propylene glycol, Aqua pur., Trolamine.

Koko	Pakkaus:	T:nro
5 x 5 cm	24 kpl	BF02B
10 x 10 cm	16 kpl	BF03B
5 x 15 cm	16 kpl	BF04B
20 x 20 cm	8 kpl	BF05B
30 x 30 cm	8 kpl	BF06B